


AURALYA®

EJEMPLO DE RETICULACIÓN CON
TECNOLOGÍA **DVS**




— ÁCIDO HIALURÓNICO
— AGENTE RETICULANTE (DVS)
● ENLACE QUÍMICO

ALTA CONSISTENCIA
IDEAL PARA **VOLUMINIZAR**

EVANTHIA®

EJEMPLO DE RETICULACIÓN CON
TECNOLOGÍA **BDDE**



— ÁCIDO HIALURÓNICO
— AGENTE RETICULANTE (BDDE)
● ENLACE QUÍMICO

ALTA MALEABILIDAD
IDEAL PARA **REDEFINIR**

80%

de pacientes que encuentran la inyección tolerable.

81%

de profesionales que no detectan ningún efecto adverso después del tratamiento (quemadura, hinchazón, edema, etc.).

89%

de pacientes están satisfechos con los resultados alcanzados.

AURALYA® & EVANTHIA®

PURIFYsystem®

La revolución tecnológica del filler

be
biolifestetic

EVANTHIA & AURALYA: DATOS TÉCNICOS

	EVANTHIA 20 medium	EVANTHIA 25 superior	AURALYA 2 medium	AURALYA 3 deep
				
Código de producto	40084	40085	40008	40009
Concentración de Ácido Hialurónico (mg / mL)	20	25	25	30
Composición	Ácido Hialurónico Reticulado (monofásico)			
Agente reticulante	BDE		DVS	
Porcentaje reticulado	100%			
Tamaño molecular	2.400 - 4.000 kDa			
Fuerza inyección	15-21 N	14-20 N	8-15 N	10-19 N
Viscosidad	50-70 Pa*s	100-125 Pa*s	70-110 Pa*s	140-170 Pa*s
Capacidad de relleno	●●●○○○	●●●●○○	●●●●●○	●●●●●●
Cuándo debe usarse	Corrección de arrugas superficiales y medias. Arrugas periorbitales. Redefinición contorno de labios.	Arrugas profundas y muy profundas. Voluminización de labio.	Remodelación de volumen facial relleno nasal.	Remodelación y restauración de volúmenes. Remodelación oval, barbilla y relleno de pómulos
Profundidad de inyección				
Presentación (Blister)	2 x 1 mL			
Tipo de aguja	4 x 27G 1/2"	4 x 27G 1/2"	4 x 27G 1/2"	4 x 27G 1/2"
Duración estimada de los resultados *	Hasta 10 meses	Hasta 12 meses	Hasta 10 meses	Hasta 12 meses

*La duración estimada de los resultados depende de varios factores: El tipo de piel del paciente, la profundidad de la arruga a corregir, la inyección y la cantidad de área a inyectar.

Las dos primeras sesiones son recomendables efectuarlas entre 4 y 6 meses para alcanzar el mejor resultado.

AURALYA®

EJEMPLO DE RETICULACIÓN CON
TECNOLOGÍA **DVS**



AURALYA DVS

MEJOR RESULTADO: RELLENO
DE NASOGENIANOS

EVANTHIA®

EJEMPLO DE RETICULACIÓN CON
TECNOLOGÍA **BDE**



EVANTHIA BDE

MEJOR RESULTADO: DEFINICIÓN
DE LABIOS