


PROTOCOLO INICIAL



PROTOCOLO MANTENIMIENTO



DATOS TÉCNICOS

CONCENTRACIÓN	20 mg/mL
PH	6,50 – 7,50
ENDOTOXINAS TOTALES	< 0.5 EU/mL
ZONAS A TRATAR	Cara (arrugas periorales, nasogenianas y periorculares), Cuello, Escote, Dorsal de las manos, Abdomen Glúteos, Piernas, Brazos
NIVEL DE INFILTRACIÓN	Dermis
PRESENTACIÓN	1 x 1,5 mL
DURACIÓN	2-4 meses
AGUJAS	30G 1/2"
ESTERILIZACIÓN	Esterilización por fabricación en ambiente aséptico
CONSERVACIÓN	5-25 °C



be
BIOLIFE ESTETIC S.L
info@biolifestetic.com
www.biolifestetic.com



plenaryage

El nuevo concepto en medicina regenerativa
para el cuidado de tu piel

be
biolifestetic

BIOFORMULA
ADVANCED BIOLOGICAL RESEARCH
The Italian Beauty Solution

UN NUEVO CONCEPTO EN MEDICINA REGANERATIVA...

.....LA TERAPIA DE REPARACIÓN CELULAR...

Plenhyage es un inyectable hecho de polinucleotidos (PDRN).

La medicina regenerativa se utiliza para el proceso de sustitución de la ingeniería o la regeneración de células humanas y tejidos; dando un aspecto más joven y fresco.

Plenhyage actúa de modo diferente al resto de los otros tratamientos revitalizantes disponibles gracias a la tecnología del producto que permite mejorar profundamente la elasticidad de la piel, pérdida de firmeza y tono de la piel.

Está también indicado para combatir y prevenir los signos de fotoenvejecimiento.

MECANISMO DE ACCIÓN:

- Los polinucleótidos tienen la particularidad de estimular y duplicar los fibroblastos (las células responsables de la producción de los elementos estructurales de la dermis: fibras de elastina, colágeno y ácido hialurónico), aumentando el número de estos y su actividad metabólica.
- Los nucleótidos, fracciones naturales del ADN y ARN, constituyen los ingredientes peculiares y originales de este nuevo producto, provocando una acción antioxidante, de protección y reducción de los daños celulares provocados por la radiación UV o de cicatrices.
- Mantienen el estado óptimo de la matriz extracelular, favoreciendo el intercambio de nutrientes.
- Estimulando los receptores CD44, responsable de la producción de colágeno tipo III.
- Acción directa sobre la inactivación de los radicales libres.

plenhyage

CUANDO SE UTILIZA:


- Para el cuidado de la piel dañada por el sol o cicatrices.
- Para mejorar la elasticidad e hidratación de la piel.
- Para favorecer la reparación celular.
- Para preparar la piel para otros tratamientos en medicina estética.
- Para la reparación de tejidos dañados, tanto en facial como en corporal.

VENTAJAS DEL PRODUCTO:

- Óptima tolerancia.
- Garantía de seguridad: dispositivo médico CEE clase III.
- Producto fácil en su colocación.
- Alta concentración de polinucleótidos.
- Resultados rápidamente apreciables.



ANTES



DESPUÉS

